



آزمایشگاه کلینیکال و مولکولی
دکتر نژاده

راهنمای تهیه نمونه چسب اسکاچ

محدوده توزیع : بخش نمونه گیری

شماره سند : ۲۱-۱۲-۴۰

تاریخ تهیه سند : ۹۳/۱/۵

تاریخ آخرین ویرایش : ۹۶/۱/۵

لطفا قبل از نمونه گیری موارد ذیل را به دقت مطالعه نمائید.

- ۱- یک عدد لام شیشه ای تمیز که یک قطعه نوار چسب روی آن چسبیده است به همراه برچسب مشخصات از بخش نمونه گیری به شما داده خواهد شد.
 - ۲- با توجه به آنکه این آزمایش با هدف تشخیص عفونت ناشی از کرم سنجاقی بوسیله مشاهده تخم آن در زیر میکروسکوپ صورت می گیرد و از آنجائیکه این کرم شب هنگام در نواحی اطراف مقعد تخم ریزی می نماید نمونه برداری را صبح زود و قبل از رفتن به توالت یا حمام کردن انجام دهید.
 - ۳- دست های خود را با آب و صابون بشوئید , دو طرف چسب را که روی لام شیشه ای است با انگشتان خود گرفته و از روی لام شیشه ای بردارید. بیمار را بر روی شکم بخوابانید و به کمک فرد دیگر چسب را به طور کامل چندین بار بر روی مقعد و اطراف آن بچسبانید و جدا کنید.
 - در مورد بزرگسالان می توانید به تنهایی نمونه را تهیه نمایید بدین شکل که همانند مواردی که به توالت می روید نشسته و نوار چسب را بر روی چین مخاطی اطراف مقعد خود چسبانده و سپس جدا کنید.
 - ۴- سپس چسب را بر روی لام شیشه ای بچسبانید و به آزمایشگاه تحویل دهید.
 - ۵- آزمایش همان روز انجام شده ولی جواب آن را روز بعد بین ساعت ۳ تا ۶ عصر می توانید بگیرید.
- توجه شما در رعایت نکات ذکر شده منجر به افزایش دقت در نتایج آزمایش می گردد.

نام و امضاء تصویب کننده:

نام و امضاء تایید کننده: