

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/19644)

دوره سی و هشتم زمستان 1399

B1 Results

نمونه سرم مجهول بیوشیمی

کد نمونه 1029	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Albumin (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94176)	g/dL	5.70	217	5.94	7.97	0.53
ALP (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94185)	U/L	406.67	33	453.35	9.92	0.66
ALT (GPT) (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94210)	U/L	163.00	28	153.13	8.58	0.38
Amylase (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94228)	U/L	370.00	83	372.87	10.72	0.07
AST (GOT) (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94244)	U/L	220.00	29	210.38	11.27	0.37
Ca (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94264)	mg/dL	12.42	172	12.03	3.05	0.77

Cholesterol (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94284)	mg/dL	231.00	8	233.63	3.03	0.15
CK (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94301)	U/L	370.00	43	318.53	17.65	0.87
Creatinine (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94319)	mg/dL	2.90	218	2.78	8.92	0.49
Direct Bilirubin (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94337)	mg/dL	0.80	192	0.84	17.74	0.28
Fe (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94352)	µg/dL	180.00	231	179.20	7.78	0.03
GGT (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94366)	U/L	130.00	94	133.33	10.62	0.16
Glucose (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94374)	mg/dL	182.00	31	185.48	5.48	0.24
HDL-C (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94401)	mg/dL	60.00	11	63.00	15.26	0.40
K (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94409)	mEq/L	5.92	212	5.87	1.72	0.38
LD (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94422)	U/L	590.00	188	623.88	8.50	0.68
LI (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94446)	mEq/L	1.81	13	1.70	10.39	0.88
Na (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94450)	mEq/L	157.76	202	159.68	0.69	0.79
Phosphorus (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94463)	mg/dL	8.31	47	8.73	4.12	0.57
T3 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94482)	ng/mL	0.55	23	0.62	8.72	0.77
T4 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94500)	µg/dL	9.68	28	9.37	9.07	0.22
Total Bilirubin (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94523)	mg/dL	4.60	231	4.66	15.47	0.07
Triglyceride (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94530)	mg/dL	440.00	43	429.05	8.76	0.56
Total Protein (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94557)	g/dL	9.68	148	9.63	1.99	0.27
TSH (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94571)	mIU/L	2.54	32	2.36	5.24	0.49
Uree (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94588)	mg/dL	78.00	29	78.10	5.04	0.02
Uric Acid (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/311/94603)	mg/dL	12.10	39	11.64	8.01	0.52

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/19644)

دوره سی و هشتم زمستان 1399

B2 Results

نمونه مجهول مارکر قلبی

کد نمونه 1003	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Troponin I (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/312/93221)	ng/mL	204.00	10	201.30	67.45	0.12

B3 Results

نمونه مجهول پروتئین ادرار

کد نمونه 1016	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Urine Protein (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/313/93233)	mg/L	795.00	429	762.10	2.80	0.45
Protein/Cr Ratio (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/313/93246)	mg/g Cr	1473.00	96	1514.69	3.35	0.56
Protein (24h) (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/313/93261)	mg/24h	1196.00	294	1140.89	2.90	0.49

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/19644)

دوره سی و هشتم زمستان 1399

B4 Results

نمونه مجهول HbA1c B4/1

کد نمونه 1014	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
HbA1c (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/314/93267)	%	7.30	88	7.50	7.33	0.26

پرگشت (IACLD/Panel/Labs/Answers/19644)

دوره سی و هشتم زمستان 1399

FS Results

نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

کد نمونه 1005	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
AFP (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/317/93332)	ng/mL	922.80	55	816.74	10.21	0.87
Free β hCG (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/317/93357)	ng/mL	57.50	83	62.56	17.99	0.54
hCG (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/317/93374)	IU/L	43142.00	61	41503.29	8.79	0.66
Inhibin A (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/317/93395)	pg/mL	272.00	112	272.28	12.83	0.01
PAPP-A (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/317/93410)	mIU/mL	9.44	72	8.95	8.13	0.36
Unconjugated E3 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/19644/317/93426)	ng/mL	0.43	78	0.45	4.96	0.34

برگشت (IACLD/Panel/Labs/Answers/19644)

دوره سی و هشتم زمستان 1399

M3 Results

گستره مجهول جهت ارزیابی AFB M3/1 / Acid Fast Bacilli

کد نمونه 1006	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

تعداد کل شرکت کنندگان	165
تعداد پاسخ ها	164
تعداد پاسخ های صحیح	151
درصد پاسخ های صحیح	%92.07
تعداد پاسخ های نادرست	13

Number of AFB	Fields / OIF	Report	انتخاب شما	پاسخ صحیح
Negative for AFB	Per 100 Fields	No AFB	←	✓
AFB / 100 Fields 1-9	Per 100 Fields	AFB 1-9		
1+	Per 100 Fields	AFB 10-99		
2+	Per Field	AFB 1-10		
3+	Per Field	AFB > 10		

برگشت (/ACLD/Panel/Labs/Answers/19644)

دوره سی و هشتم زمستان 1399

M3 Results

گستره مجهول جهت ارزیابی AFB M3/2 Acid Fast Bacilli

کد نمونه 1174	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

تعداد کل شرکت کنندگان	155
تعداد پاسخ ها	155
تعداد پاسخ های صحیح	103
درصد پاسخ های صحیح	%66.45
تعداد پاسخ های نادرست	52

Number of AFB	Fields / OIF	Report	انتخاب شما	پاسخ صحیح
Negative for AFB	Per 100 Fields	No AFB		
AFB / 100 Fields 1-9	Per 100 Fields	AFB 1-9		
1+	Per 100 Fields	AFB 10-99	←	✓
2+	Per Field	AFB 1-10		
3+	Per Field	AFB > 10		

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/19644)

دوره سی و هشتم زمستان 1399

NAT.2 Results

نمونه مجهول ارزیابی مولکولی PCR برای تشخیص باسیل مایکوپلاکتیوم توبرکلوزیس TB

کد نمونه 1003	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

عملکرد عالی (بدون اشتباه)	نتیجه شما	Excellent
عملکرد مطلوب		Good
عملکرد ضعیف (مردود)		Poor

شماره نمونه	نتایج آزمایشگاه			نتایج مورد انتظار		
	نتیجه کیفی	نتیجه نیمه کمی	مقاومت دارویی	نتیجه کیفی	نتیجه نیمه کمی	مقاومت دارویی
			Rif - Iso - Eth			Rif - Iso - Eth
			--			
1003	Negative		--	Negative	---	--
2003	Positive	Low	R--	Positive	Medium	R-R-
3003	Negative		--	Negative	---	--
4003	Positive	Low	S--	Positive	VeryLow	S-S-
5003	Positive	VeryLow	S--	Positive	Low	S-S-

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/19644)

دوره سی و هشتم زمستان 1399

S1.1 Results

نمونه مجهول ایمنوسرولوژی برای آزمایش HBsAg, HIVAb, S1/1 HCVAb

کد نمونه 1018	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------



S1/1 HBs Ag

S1/1 HCV Ab

S1/1 HIV Ab

S1/1 HBs Ag

جدول شماره 1. توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط شرکت کنندگان براساس روش

تکرر نتیجه مورد قبول برای این آزمایش پاسخ  بوده است. نتیجه ارائه شده توسط آزمایشگاه شما با علامت  مشخص شده است.

- ثبت نام کنندگان 1621
- شرکت کنندگان 1485
- کل درصد مشارکت 91.61 %
- پاسخهای دریافتی 1450
- درصد پاسخدهی 97.64 %

Method	Count				Percent		
	Total	Positive	Indeterminate	Negative	Positive	Indeterminate	Negative
CL	80	2	0	78	%2.50	%0.00	%97.50
ECL	116	3	1	112	%2.59	%0.86	%96.55
ELFA	147	1	0	146	%0.68	%0.00	%99.32

Method	Kit	Result	Count	Your Answer
ELISA	Pishtaz Teb	Negative	546	←
ELISA	Pishtaz Teb	Positive	70	
ELISA	Surase B-96(Tmb)	Negative	10	
ELISA	Wantai	Indeterminate	4	
ELISA	Wantai	Negative	155	
ELISA	Wantai	Positive	11	
Immunochromatography	Not Reported	Negative	1	
Immunochromatography	Abbott	Negative	1	
Immunochromatography	Abon	Negative	4	
Immunochromatography	Acon	Negative	1	
Immunochromatography	Addcare	Negative	2	
Immunochromatography	Biomerieux	Negative	1	
Immunochromatography	General Biologicals(GB)	Negative	1	
Immunochromatography	Golsite	Negative	1	
Immunochromatography	Pishtaz Teb	Negative	1	
Other	Not Reported	Negative	1	
Other	Abbott	Negative	2	
Other	Abon	Negative	2	
Other	Biomerieux	Negative	7	
Other	Siemens	Indeterminate	1	

S1.1 Results

نمونه مجهول ایمنوسرولوژی برای آزمایش HBsAg, HIVAb, S1/1 HCVAb

کد نمونه 1018	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

S1/1 HBs Ag

S1/1 HCV Ab

S1/1 HIV Ab

S1/1 HCV Ab

جدول شماره 1. توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط شرکت کنندگان بر اساس روش

تذکر: نتیجه مورد قبول برای این آزمایش پاسخ + بوده است. نتیجه ارائه شده توسط آزمایشگاه شما با علامت ← مشخص شده است.

- ثبت نام کنندگان 1621
- شرکت کنندگان 1485
- کل درصد مشارکت 91.61 %
- پاسخهای دریافتی 1382
- درصد پاسخدهی 93.06 %

Method	Count				Percent		
	Total	Positive	Indeterminate	Negative	Positive	Indeterminate	Negative
CL	44	44	0	0	%100.00	%0.00	%0.00
ECL	108	106	0	2	%98.15	%0.00	%1.85
ELFA	147	144	0	3	%97.96	%0.00	%2.04

Method	Kit	Result	Count	Your Answer
ELISA	Diagnostic	Positive	1	
ELISA	Diapro	Indeterminate	1	
ELISA	Diapro	Negative	5	
ELISA	Diapro	Positive	19	
ELISA	Gbc	Positive	47	
ELISA	General Biologicals(GB)	Negative	6	
ELISA	General Biologicals(GB)	Positive	117	
ELISA	Maglumi	Positive	1	
ELISA	Mindray	Positive	1	
ELISA	Monobind	Positive	2	
ELISA	Murex	Positive	1	
ELISA	Non Base	Positive	4	
ELISA	Others	Positive	1	
ELISA	Padtan Teb	Positive	4	
ELISA	PadyabTem	Negative	1	
ELISA	Pars Azmoon	Positive	1	
ELISA	Pishtaz Teb	Not Reported	4	
ELISA	Pishtaz Teb	Indeterminate	15	
ELISA	Pishtaz Teb	Negative	70	
ELISA	Pishtaz Teb	Positive	474	←
ELISA	Spinreact	Positive	1	
ELISA	Surase B-96(Tmb)	Positive	1	

S1.1 Results

نمونه مجهول ایمنوسرولوژی برای آزمایش HBsAg, HIVAb, S1/1 HCVAb

کد نمونه 1018	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

S1/1 HBs Ag

S1/1 HCV Ab

S1/1 HIV Ab

S1/1 HIV Ab

جدول شماره 1. توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط شرکت کنندگان براساس روش

نتیجه مورد قبول برای این آزمایش پاسخ + بوده است. نتیجه ارائه شده توسط آزمایشگاه شما با علامت ← مشخص شده است.

- ثبت نام کنندگان 1621
- شرکت کنندگان 1485
- کل درصد مشارکت 91.61 %
- پاسخهای دریافته 1414
- درصد پاسخدهی 95.22 %

Method	Count				Percent		
	Total	Positive	Indeterminate	Negative	Positive	Indeterminate	Negative
CL	49	49	0	0	%100.00	%0.00	%0.00
ECL	104	104	0	0	%100.00	%0.00	%0.00
ELFA	135	130	0	5	%96.30	%0.00	%3.70

Method	Kit	Result	Count	Your Answer
ELFA	Biomerieux	Negative	4	
ELFA	Biomerieux	Positive	128	
ELFA	Others	Positive	1	
ELFA	Siemens	Negative	1	
ELISA	Not Reported	Not Reported	1	
ELISA	Not Reported	Negative	1	
ELISA	Not Reported	Positive	49	
ELISA	Abbott	Positive	2	
ELISA	Acon	Positive	2	
ELISA	Anti Human	Positive	1	
ELISA	Arya Mabna Tashkhis	Indeterminate	1	
ELISA	Arya Mabna Tashkhis	Negative	3	
ELISA	Arya Mabna Tashkhis	Positive	90	
ELISA	Autobio Diagnostic	Positive	1	
ELISA	Bio Kit	Positive	1	
ELISA	Biomerieux	Positive	1	
ELISA	Bio-Pharm	Positive	1	
ELISA	Biorad	Positive	8	
ELISA	Dia Sorin	Positive	2	
ELISA	Diagnostic	Positive	1	
ELISA	Diapro	Positive	18	←
ELISA	Gbc	Positive	41	

برگشت (/ACLD/Panel/Labs/Answers/19644)

دوره سی و هشتم زمستان 1399

S1.2 Results

نمونه مجهول ایمنوسرولوژی برای آزمایش HBsAg, HIVAb, S1/2 HCVAb

کد نمونه 1018	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

S1/2 HBs Ag

S1/2 HCV Ab

S1/2 HIV Ab

S1/2 HBs Ag

جدول شماره 1. توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط شرکت کنندگان براساس روش

نتیجه مورد قبول برای این آزمایش پاسخ + بوده است. نتیجه ارائه شده توسط آزمایشگاه شما با علامت ← مشخص شده است.

- ثبت نام کنندگان 1621
- شرکت کنندگان 1482
- کل درصد مشارکت % 91.43
- پاسخهای دریافتی 1444
- درصد پاسخدهی % 97.44

Method	Count				Percent		
	Total	Positive	Indeterminate	Negative	Positive	Indeterminate	Negative
CL	81	81	0	0	%100.00	%0.00	%0.00
ECL	115	113	1	1	%98.26	%0.87	%0.87
ELFA	147	141	0	6	%95.92	%0.00	%4.08

Method	Kit	Result	Count	Your Answer
ELISA	Biomerieux	Positive	1	
ELISA	Bio-Pharm	Positive	1	
ELISA	Biorad	Positive	6	
ELISA	Diapro	Positive	24	
ELISA	Gbc	Indeterminate	1	
ELISA	Gbc	Negative	1	
ELISA	Gbc	Positive	35	
ELISA	General Biologicals(GB)	Negative	2	
ELISA	General Biologicals(GB)	Positive	95	
ELISA	Mindray	Positive	1	
ELISA	Monobind	Positive	4	
ELISA	Others	Positive	2	
ELISA	Padtan Teb	Not Reported	1	
ELISA	Padtan Teb	Positive	3	
ELISA	Pishtaz Teb	Indeterminate	4	
ELISA	Pishtaz Teb	Negative	26	
ELISA	Pishtaz Teb	Positive	577	←
ELISA	Surase B-96(Tmb)	Negative	1	
ELISA	Surase B-96(Tmb)	Positive	9	
ELISA	Wantai	Negative	5	
ELISA	Wantai	Positive	160	
Immunochromatography	Not Reported	Negative	1	

S1.2 Results

نمونه مجهول ایمنوسرولوژی برای آزمایش HBsAg, HIVAb, S1/2 HCVAb

کد نمونه 1018	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------



S1/2 HBs Ag

S1/2 HCV Ab

S1/2 HIV Ab

S1/2 HCV Ab

جدول شماره 1. توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط شرکت کنندگان براساس روش

نتکر. نتیجه مورد قبول برای این آزمایش پاسخ  بوده است. نتیجه ارائه شده توسط آزمایشگاه شما با علامت  مشخص شده است.

- ثبت نام کنندگان 1621
- شرکت کنندگان 1482
- کل درصد مشارکت % 91.43
- پاسخهای دریافتی 1379
- درصد پاسخدهی % 93.05

Method	Count				Percent		
	Total	Positive	Indeterminate	Negative	Positive	Indeterminate	Negative
CL	43	0	0	43	%0.00	%0.00	%100.00
ECL	107	5	2	100	%4.67	%1.87	%93.46
ELFA	146	4	0	142	%2.74	%0.00	%97.26

Method	Kit	Result	Count	Your Answer
ELISA	Bio-Pharm	Positive	2	
ELISA	Biorad	Negative	7	
ELISA	Dia Sorin	Negative	4	
ELISA	Diagnostic	Negative	1	
ELISA	Diapro	Negative	25	
ELISA	Gbc	Negative	47	
ELISA	Gbc	Positive	4	
ELISA	General Biologicals(GB)	Negative	111	
ELISA	General Biologicals(GB)	Positive	7	
ELISA	Maglumi	Negative	1	
ELISA	Mindray	Negative	1	
ELISA	Monobind	Negative	1	
ELISA	Monobind	Positive	1	
ELISA	Murex	Negative	1	
ELISA	Non Base	Negative	3	
ELISA	Non Base	Positive	1	
ELISA	Others	Positive	2	
ELISA	Padtan Teb	Negative	6	
ELISA	Pishtaz Teb	Not Reported	1	
ELISA	Pishtaz Teb	Indeterminate	4	
ELISA	Pishtaz Teb	Negative	526	←
ELISA	Pishtaz Teb	Positive	13	

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/19644)

دوره سی و هشتم زمستان 1399

S1.2 Results

نمونه مجهول ایمونوسرولوژی برای آزمایش HBsAg, HIVAb, S1/2 HCVAb

کد نمونه 1018	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

S1/2 HBs Ag

S1/2 HCV Ab

S1/2 HIV Ab

S1/2 HIV Ab

جدول شماره 1. توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط شرکت کنندگان بر اساس روش

نتیجه مورد قبول برای این آزمایش پاسخ + بوده است. نتیجه ارائه شده توسط آزمایشگاه شما با علامت ← مشخص شده است.

- ثبت نام کنندگان 1621
- شرکت کنندگان 1482
- کل درصد مشارکت 91.43 %
- پاسخهای دریافته 1409
- درصد پاسخدهی 95.07 %

Method	Count				Percent		
	Total	Positive	Indeterminate	Negative	Positive	Indeterminate	Negative
CL	46	46	0	0	%100.00	%0.00	%0.00
ECL	107	106	0	1	%99.07	%0.00	%0.93
ELFA	134	129	0	5	%96.27	%0.00	%3.73

Method	Kit	Result	Count	Your Answer
ELISA	Diapro	Positive	17	←
ELISA	Gbc	Positive	39	
ELISA	General Biologicals(GB)	Negative	1	
ELISA	General Biologicals(GB)	Positive	103	
ELISA	Mindray	Positive	2	
ELISA	Monobind	Positive	2	
ELISA	Padtan Teb	Negative	1	
ELISA	Padtan Teb	Positive	5	
ELISA	PadyabTem	Positive	1	
ELISA	Pishtaz Teb	Not Reported	2	
ELISA	Pishtaz Teb	Indeterminate	4	
ELISA	Pishtaz Teb	Negative	21	
ELISA	Pishtaz Teb	Positive	585	
ELISA	Wantai	Not Reported	1	
ELISA	Wantai	Positive	142	
Immunochemistry	Not Reported	Positive	1	
Immunochemistry	Abon	Negative	1	
Immunochemistry	Abon	Positive	6	
Immunochemistry	Acon	Negative	1	
Immunochemistry	Addcare	Negative	1	
Immunochemistry	General Biologicals(GB)	Positive	1	
Immunochemistry	Golsite	Positive	1	

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/19644)

دوره سی و هشتم زمستان 1399

S2 Results

نمونه مجهول ToRCH

کد نمونه 1004	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

Anti-CMV (IgG)	Anti-HSV1 (Anti-Herpes Type1 IgG)	Anti-Rubella (IgG)	Anti-Toxoplasma (IgG)
----------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------

Anti-CMV (IgG)

جدول شماره 1. توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط شرکت کنندگان بر اساس روش

تذکره: نتیجه مورد قبول برای این آزمایش پاسخ + بوده است. نتیجه ارائه شده توسط آزمایشگاه شما با علامت ← مشخص شده است.

- ثبت نام کنندگان 204
- شرکت کنندگان 173
- کل درصد مشارکت 84.80 %
- پاسخهای دریافتی 152
- درصد پاسخدهی 87.86 %

Method	Count				Percent		
	Total	Positive	Indeterminate	Negative	Positive	Indeterminate	Negative
CL	48	48	0	0	%100.00	%0.00	%0.00
ECL	17	15	1	1	%88.24	%5.88	%5.88
ELFA	37	35	0	2	%94.59	%0.00	%5.41

Method	Kit	Result	Count	Your Answer
ECL	Siemens	Negative	1	
ELFA	Not Reported	Positive	2	
ELFA	Biomerieux	Positive	31	
ELFA	Chorus	Negative	1	
ELFA	Diesse-Tec	Positive	1	
ELFA	Lialson	Negative	1	
ELFA	Maglumi	Positive	1	
ELISA	Not Reported	Negative	1	
ELISA	Chorus	Positive	2	
ELISA	ImmunoLab	Positive	1	
ELISA	Pishtaz Teb	Positive	36	←
ELISA	Trinitybiotech	Positive	1	
ELISA	Vircell	Positive	5	
Immunochromatography	Chorus	Positive	1	
Other	Biomerieux	Positive	1	
Other	Dia Sorin	Positive	1	
Other	Pishtaz Teb	Positive	1	

کد برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/19644)

دوره سی و هشتم زمستان 1399

S2 Results

نمونه مجهول ToRCH

کد نمونه 1004	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

Anti-CMV (IgG)

Anti-HSV1 (Anti-Herpes Type1 IgG)

Anti-Rubella (IgG)

Anti-Toxoplasma (IgG)

Anti-HSV1 (Anti-Herpes Type1 IgG)

جدول شماره 1. توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط شرکت کنندگان بر اساس روش

نتیجه مورد قبول برای این آزمایش پاسخ + بوده است. نتیجه ارائه شده توسط آزمایشگاه شما با علامت ← مشخص شده است.

- ثبت نام کنندگان 204
- شرکت کنندگان 173
- کل درصد مشارکت 84.80 %
- پاسخهای دریافتی 62
- درصد پاسخدهی 35.84 %

Method	Count				Percent		
	Total	Positive	Indeterminate	Negative	Positive	Indeterminate	Negative
CL	16	15	0	1	%93.75	%0.00	%6.25
ECL	2	2	0	0	%100.00	%0.00	%0.00
ELFA	3	2	0	1	%66.67	%0.00	%33.33

ELISA	37	34	0	3	%91.89	%0.00	%8.11
Immunochromatography	1	1	0	0	%100.00	%0.00	%0.00
Other	3	3	0	0	%100.00	%0.00	%0.00

Method	Kit	Result	Count	Your Answer
CL	Not Reported	Positive	1	
CL	Autobio Diagnostic	Negative	1	
CL	Dia Sorin	Not Reported	2	
CL	Dia Sorin	Positive	7	
CL	Lialson	Positive	4	
CL	Maglumi	Positive	1	
CL	Roche	Positive	1	
CL	Siemens	Positive	1	
ECL	Dia Sorin	Positive	1	
ECL	Roche	Not Reported	1	
ECL	Roche	Positive	1	
ELFA	Biomerieux	Positive	1	
ELFA	Chorus	Negative	1	
ELFA	Diesse-Tec	Positive	1	
ELISA	Not Reported	Not Reported	2	
ELISA	Not Reported	Positive	2	
ELISA	Chorus	Positive	5	
ELISA	Diesse-Tec	Positive	1	←

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/19644)

دوره سی و هشتم زمستان 1399

S2 Results

نمونه مجهول ToRCH

کد نمونه 1004	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

Anti-CMV (IgG)

Anti-HSV1 (Anti-Herpes Type1 IgG)

Anti-Rubella (IgG)

Anti-Toxoplasma (IgG)

Anti-Rubella (IgG)

جدول شماره 1. توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط شرکت کنندگان براساس روش

تذکر. نتیجه مورد قبول برای این آزمایش پاسخ + بوده است. نتیجه ارائه شده توسط آزمایشگاه شما با علامت ← مشخص شده است.

- ثبت نام کنندگان 204
- شرکت کنندگان 173
- کل درصد مشارکت 84.80 %
- پاسخهای در یافتنی 157
- درصد پاسخدهی 90.75 %

Method	Count				Percent		
	Total	Positive	Indeterminate	Negative	Positive	Indeterminate	Negative
CL	48	48	0	0	%100.00	%0.00	%0.00
ECL	21	21	0	0	%100.00	%0.00	%0.00
ELFA	20	19	0	1	%95.00	%0.00	%5.00

Method	Kit	Result	Count	Your Answer
ECL	Siemens	Positive	3	
ELFA	Biomerieux	Positive	18	
ELFA	Diesse-Tec	Positive	1	
ELFA	Lialson	Negative	1	
ELISA	Chorus	Positive	1	
ELISA	Padtan Teb	Positive	1	
ELISA	Pishtaz Teb	Negative	1	
ELISA	Pishtaz Teb	Positive	51	←
ELISA	Trinitybiotech	Positive	1	
ELISA	Vircell	Positive	8	
Immunochromatography	Chorus	Positive	1	
Other	Abbott	Positive	1	
Other	Autobio Diagnostic	Positive	1	
Other	Dia Sorin	Positive	1	
Other	Pishtaz Teb	Positive	1	

برگشت (/ACLD/Panel/Labs/Answers/19644)

دوره سی و هشتم زمستان 1399

S2 Results

نمونه مجهول TORCH

کد نمونه 1004	EQAP-19095	آزمایشگاه آینده
---------------	------------	-----------------

Anti-CMV (IgG)

Anti-HSV1 (Anti-Herpes Type1 IgG)

Anti-Rubella (IgG)

Anti-Toxoplasma (IgG)

Anti-Toxoplasma (IgG)

جدول شماره 1. توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط شرکت کنندگان براساس روش

تذکر. نتیجه مورد قبول برای این آزمایش پاسخ **+** بوده است. نتیجه ارائه شده توسط آزمایشگاه شما با علامت **←** مشخص شده است.

- ثبت نام کنندگان 204
- شرکت کنندگان 173
- کل درصد مشارکت 84.80 %
- پاسخهای دریافتی 158
- درصد پاسخدهی 91.33 %

Method	Count				Percent		
	Total	Positive	Indeterminate	Negative	Positive	Indeterminate	Negative
CL	47	26	12	9	%55.32	%25.53	%19.15
ECL	18	17	0	1	%94.44	%0.00	%5.56
ELFA	30	20	9	1	%66.67	%30.00	%3.33

Method	Kit	Result	Count	Your Answer
ELISA	Pishtaz Teb	Positive	44	←
ELISA	Trinitybiotech	Positive	1	
ELISA	Vircell	Positive	6	
Immunochromatography	Chorus	Indeterminate	1	
Other	Dia Sorin	Negative	1	
Other	Pishtaz Teb	Positive	1	

Copyright © 2021 IACLD. All rights reserved.